

# my.vision max+ toric



CooperVision®  
Live Brightly.®

**Lentes de contacto com proteção UV: tudo o que procura numa lente de contacto reutilizável**




**Conforto duradouro** — As lentes de silicone hidrogel my.vision max+ garantem o conforto duradouro que os seus olhos necessitam; suportadas pelo elevado conteúdo em água e desenho otimizado da lente.

**Visão excelente** — As lentes de contacto my.vision max+ toric garantem uma visão nítida e com máximo detalhe, graças ao seu comprovado desenho tórico Optimised Toric Lens Geometry™ que permite obter uma estabilização previsível para uma visão nítida e consistente.

**Benefícios para a saúde** — as lentes de contacto de silicone hidrogel my.vision max+ toric são fabricadas em silicone hidrogel de terceira geração que permite o aporte necessário de oxigénio para os olhos.

## Calendário de substituição

 Todos os meses

## Corrige

 Astigmatismo

## Recursos que vai adorar

- As lentes my.vision max+ toric incorporam proteção UV de classe 1, que bloqueia mais de 90% dos raios UVA e 99% dos raios UVB\*, oferecendo proteção adicional a olhos saudáveis.
- As lentes de contacto my.vision max+ toric oferecem todo o conforto e benefícios de um material altamente respirável a um preço acessível.†

\* Advertência: As lentes de contacto que absorvem radiação UV não são um substituto de qualquer outra proteção com filtro de absorção de radiação UV como os óculos de sol, pois as lentes não cobrem completamente o olho e outras áreas oculares adjacentes. Recomenda-se que os pacientes continuem a utilizar outros elementos de proteção com filtros de absorção de radiação UV.

† Baseado no PVP recomendado pela CooperVision. O PVP praticado apenas diz respeito à decisão exclusiva de cada centro ótico. Esta informação não tem como objetivo influenciar o PVP definido pelo centro ótico.